



Rf. LAI-PAE-NEB MD6026P

## *Nebulizador Ultrasónico para Aerosolterapia Laica MD6026P*

*Nebulizador a ultrasonidos para aerosolterapia MD6026P*

*El Nebulizador de ultrasonido LAICA MD6026P para aerosolterapia garantiza una nebulización rápida y extremadamente silenciosa. Fácil de usar, gracias a su silencio, es la solución ideal para los niños.*

*El dispositivo ultrasónico convierte la energía eléctrica en vibraciones de alta frecuencia, utilizando un transductor, estas vibraciones se transmiten a la superficie de la solución, creando una onda estacionaria que atomiza el medicamento. Muy silencioso Rápido Desconexión automática*

*No use productos oleosos como cortisonas o aceites esenciales con una viscosidad superior a 3 cP (centiPoise = unidad de viscosidad) y medicamentos en forma de suspensiones, ya que pueden dañar el transductor. Especificaciones*

### **Características generales**

Tipo de producto: Nebulizador

Flujo de nebulización: Aproximadamente 0.4 ml/min

Tamaño medio de las partículas: 5 µm

Capacidad máxima de la ampolla: 8 ml

Nivel de ruido: 40 dB a 1 metro

## **Alimentación**

Fuente de alimentación: Transformador

Entrada: 100-240 V, 50/60 Hz, 0.35 A

Salida: 12 V, 1 A

## **Dimensiones y peso**

Dimensiones: 15 x 12.2 x 9.5 cm

Peso: 0.53 kg

## **Contenido de la caja**

Nebulizador: 1 unidad

Mascarilla para adultos: 1 unidad

Mascarilla para niños: 1 unidad

Adaptador bucal: 1 unidad

Adaptador para mascarillas: 1 unidad

Ampollas: 40 unidades

Tubo de conexión de aire: 1 unidad

Transformador: 1 unidad

Manual de instrucciones: Incluido

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.